

化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制



CellSave Preservative 20 Tubes

版本 1.6 修订日期: 2016/10/27 SDS 编号: 100000011150 前次修订日期: 2016/09/20
最初编制日期: 2016/02/13

1. 化学品及企业标识

产品名称 : CellSave Preservative 20 Tubes

化学品名称或通用名 : CellSave Preservative 20 Tubes

产品类别 : 液体

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : Janssen Diagnostics, LLC

地址 : 700 US Highway Route 202
South Raritan, NJ 08869
US

电话号码 : (877) 837-4339

应急咨询电话 : **CHEMTREC CN: 4001-204937**
CHEMTREC International: +1 703-527-3887

电子邮件地址 : SDSJanssen@its.jnj.com

责任人/签发人

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 检测试剂

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状 : 液体

颜色 : 澄清

气味 :

可能造成皮肤过敏反应。

GHS危险性类别

皮肤过敏 : 类别 1

化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制



CellSave Preservative 20 Tubes

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2016/09/20
1.6	2016/10/27	100000011150	最初编制日期: 2016/02/13

GHS标签要素

象形图



信号词

: 警告

危险性说明

: H317 可能造成皮肤过敏反应。

防范说明

: **预防措施:**

P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P272 受污染的工作服不得带出工作场地。

P280 戴防护手套。

事故响应:

P302 + P352 如皮肤沾染: 用水充分清洗。

P321 具体治疗 (见本标签上提供的急救指导) 。

P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。

P362 + P364 脱掉所有沾染的衣服, 清洗后方可重新使用。

废弃处置:

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

可能造成皮肤过敏反应。

环境危害

根据现有信息无需进行分类。

GHS未包括的其他危害

未见报道。

3. 成分/组成信息

物质/混合物

: 混合物

化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制



CellSave Preservative 20 Tubes

版本 1.6 修订日期: 2016/10/27 SDS 编号: 100000011150 前次修订日期: 2016/09/20
最初编制日期: 2016/02/13

危险组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
IMIDUREA	39236-46-9	>= 30 - < 50
DINAEDTA	未指定	>= 3 - < 5

4. 急救措施

- 吸入 : 如果吸入, 请将患者移到新鲜空气处。
请教医生。
- 皮肤接触 : 立即脱掉被污染的衣服和鞋。
立即用大量的水冲洗。
如果症状持续, 请就医。
沾染的衣服清洗后方可重新使用。
- 眼睛接触 : 立即用大量水冲洗, 包括眼睑下部, 至少5分钟。
取下隐形眼镜。
如果眼睛刺激持续, 就医。
- 食入 : 如果误吞, 用水冲洗口腔(必须在患者有知觉的情况下)。
立即呼叫医生。
- 最重要的症状和健康影响 : 无适用资料。
- 对医生的特别提示 : 对症治疗。

5. 消防措施

- 灭火方法及灭火剂 : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
- 特别危险性 : 无适用资料。
- 特殊灭火方法 : 无适用资料。

化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制



CellSave Preservative 20 Tubes

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2016/09/20
1.6	2016/10/27	100000011150	最初编制日期: 2016/02/13

消防人员的特殊保护装备 : 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处理程序 : 发生事故性排放时, 紧急反应小组必须根据危险评估进行处理, 使用个人防护措施。

环境保护措施 : 不应释放进环境。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 : 大量泄漏物: 控制泄露, 使用惰性吸收性材料进行吸收, 泄露物品和吸收性材料放置于准确标识的容器中
少量泄漏物: 轻轻将有吸收功能的毛巾或衬垫覆盖在 泄露物上。
大量和少量泄漏物: 丢弃前放于合适且密封的容器中, 回收材料处理方法见本部分描述。

7. 操作处置与储存

操作处置

防火防爆的建议 : 无数据资料

安全处置注意事项 : 为防止热分解, 避免过热。
避免吸入, 摄入和与皮肤和眼睛接触。
按要求使用个人防护装备。

防止接触禁配物 : 未见报道。

储存

安全储存条件 : 为保持产品的质量, 不要储存在受热或阳光直射处。
储存于原装容器中。
使容器保持密闭, 置于干燥、阴凉、通风良好的地方。
远离热源和火源。
上锁保存。
保持冷藏。

建议的贮存温度 : 4 - 30 °C

化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制



CellSave Preservative 20 Tubes

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2016/09/20
1.6	2016/10/27	100000011150	最初编制日期: 2016/02/13

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

不含有职业接触限值的物质。

工程控制 : 所有个人防护器具应根据风险评估进行选择。必要时咨询环境健康安全专家。

个体防护装备

呼吸系统防护 : 工程控制应始终作为暴漏控制的主要方法。
如果某些活动需要使用呼吸保护设施，则设施的类型及其相应保护因素将取决于风险评估和空气浓度、危害、所述物质的物理和警告性特征。
一般来说无需个人呼吸防护设备。

眼面防护 : 无特殊的防范要求。

皮肤和身体防护 : 无特殊的防范要求。

手防护

备注 : 一次性手套

防护措施 : 保护装备类型的选择必须基于“环境健康与安全”风险评估。
必要时咨询环境健康与安全人士。

卫生措施 : 按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。

9. 理化特性

外观与性状 : 液体

颜色 : 澄清

10. 稳定性和反应性

化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制



CellSave Preservative 20 Tubes

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2016/09/20
1.6	2016/10/27	100000011150	最初编制日期: 2016/02/13

反应性	: 无合理预测。
稳定性	: 在建议的贮存条件下是稳定的。
危险反应	: 正常使用的条件下未见有危险反应。
应避免的条件	: 为防止热分解, 避免过热。
禁配物	: 未见报道。
危险的分解产物	: 未见报道。

11. 毒理学信息

急性毒性

产品:

急性经口毒性	: 急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg 方法: 计算方法
--------	--------------------------------------

成分:

IMIDUREA:

急性经口毒性	: LD50 (大鼠): 11,300 mg/kg
--------	---------------------------

急性吸入毒性	: LC50 (大鼠): > 5.5 mg/l 暴露时间: 1 h
--------	--------------------------------------

急性经皮毒性	: LD50 (家兔): > 5,000 mg/kg
--------	----------------------------

DINAEDTA:

急性经口毒性	: 半数致死量 (LD50), 口服 (大鼠): > 2,000 mg/kg
--------	--

急性吸入毒性	: 备注: 无数据资料
--------	-------------

急性经皮毒性	: 备注: 无数据资料
--------	-------------

化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制



CellSave Preservative 20 Tubes

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2016/09/20
1.6	2016/10/27	100000011150	最初编制日期: 2016/02/13

皮肤腐蚀/刺激

成分:

IMIDUREA:

结果: 无皮肤刺激

DINAEDTA:

种属: 家兔

结果: 无皮肤刺激

严重眼睛损伤/眼刺激

成分:

IMIDUREA:

结果: 无眼睛刺激

DINAEDTA:

种属: 家兔

结果: 无眼睛刺激

呼吸或皮肤过敏

成分:

IMIDUREA:

方法: 最大反应试验

结果: 接触皮肤可引起过敏。

方法: 小鼠局部淋巴结测试 (LLNA)

结果: 接触皮肤可引起过敏。

生殖细胞致突变性

成分:

IMIDUREA:

体外基因毒性

: 测试类型: Ames试验

新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用

化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制



CellSave Preservative 20 Tubes

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2016/09/20
1.6	2016/10/27	100000011150	最初编制日期: 2016/02/13

结果: 阴性
良好的实验室操作: 是

: 测试类型: 体外染色体畸变试验
新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用
结果: 阴性

体内基因毒性 : 测试类型: 微核试验
种属: 小鼠
染毒途径: 经口
结果: 阴性

生殖细胞致突变性 - 评估 : 无适用资料。

DINAEDTA:

体外基因毒性 : 测试类型: Ames试验
种属: 致突变性 (沙门氏菌回复突变试验)
结果: 阴性

致癌性

成分:

IMIDUREA:

致癌性 - 评估 : 无适用资料。

生殖毒性

成分:

IMIDUREA:

致畸性 - 评估 : 无适用资料。

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

无数据资料

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

无数据资料

化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制



CellSave Preservative 20 Tubes

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2016/09/20
1.6	2016/10/27	100000011150	最初编制日期: 2016/02/13

重复染毒毒性

成分:

IMIDUREA:

种属: 大鼠

NOAEL: 200 mg/kg

LOAEL: 500 mg/kg

染毒途径: 经口

种属: 家兔

NOAEL: 200 mg/kg

染毒途径: 经皮

吸入危害

无数据资料

12. 生态学信息

生态毒性

成分:

IMIDUREA:

对鱼类的毒性 : 备注: 无数据资料

DINAEDTA:

对鱼类的毒性 : (Poecilia reticulata (古比鱼)): 320 mg/l

暴露时间: 96 h

测试类型: LC50

细菌毒性 : EC50 (Pseudomonas putida (恶臭假单胞菌)): 56 mg/l

持久性和降解性

成分:

IMIDUREA:

化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制



CellSave Preservative 20 Tubes

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2016/09/20
1.6	2016/10/27	100000011150	最初编制日期: 2016/02/13

生物降解性 : 备注: 无数据资料

DINAEDTA:

生物降解性 : 备注: 无数据资料

生物耗氧量(BOD) : 10 mg/g
孵育时间: 8 d

生物蓄积潜力

成分:

IMIDUREA:

生物蓄积 : 备注: 无数据资料

DINAEDTA:

生物蓄积 : 备注: 无数据资料

土壤中的迁移性

成分:

IMIDUREA:

在各环境分割空间中的分布 : 备注: 无数据资料

DINAEDTA:

迁移性 : 备注: 无数据资料

在各环境分割空间中的分布 : 备注: 无数据资料

其他环境有害作用

成分:

IMIDUREA:

PBT和vPvB的结果评价 : 无适用资料。

其它生态信息 : 无数据资料

DINAEDTA:

化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制



CellSave Preservative 20 Tubes

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2016/09/20
1.6	2016/10/27	100000011150	最初编制日期: 2016/02/13

环境归宿和途径 : 无数据资料

PBT和vPvB的结果评价 : 无适用资料。

其它生态信息 : 无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

残余废弃物 : 根据国家规定、联邦法规、州以及地方法规。

污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。

14. 运输信息

国际法规

陆运(UNRTDG)

不作为危险品管理

空运(IATA-DGR)

不作为危险品管理

海运(IMDG-Code)

不作为危险品管理

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

不作为危险品管理

化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制



CellSave Preservative 20 Tubes

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2016/09/20
1.6	2016/10/27	100000011150	最初编制日期: 2016/02/13

15. 法规信息

适用法规

只限于专业使用者。

16. 其他信息

缩略语和首字母缩写

AICS - 澳大利亚化学物质名录; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; CPR - 受管制产品法规; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起x%效应的浓度; ELx - 引起x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 合格实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n.o.s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

日期格式 : 年/月/日

编号 123,456.78

免责声明

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的, 所给出的信息仅作为安全搬运, 储存, 运输, 处理等的指导, 而不能被作为担保和质量指标, 此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质, 除非特别指明。

化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制



CellSave Preservative 20 Tubes

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2016/09/20
1.6	2016/10/27	100000011150	最初编制日期: 2016/02/13

CN / ZH